

## 仕様書 Japanese cedar pollen(日本スギ花粉)

### 1. 内容

性状:	黄色微粉末
由来:	<i>Cryptomeria japonica</i> (日本スギ)
採取方法:	吸引採取
処理方法:	標準ふるい53 $\mu$ mにて篩過、異物除去後、-30度で保存
産地:	
採取日:	
Lot:	
内容量:	5g

### 2. 品質規格及び試験方法

下表に定める品質規格を満足するものとする。

項目	規格	試験方法
外観検査	レモン色～黄土色の粉末	目視にて確認する

### 3. 保管条件

-20°C以下

### 4. 製造・販売元

株式会社 ビオスタ



〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原2-9-1 アネックス新大阪4A

TEL 06-6151-3950

FAX 06-6151-3940

E-mail: info@biostir.com

URL: <http://www.biostir.com>