



株式会社 ビオスタ

アトピー性皮膚炎誘発試薬「ビオスタ AD」

由来： コナヒョウヒダニ (*Dermatophagoides farinae*) 由来成分

Lot No :

性状： 茶褐色軟膏

容量： 30 g

使用方法及び保存方法： -20 °C以下で保存する。凍結融解はできるだけ避け、使用時に室温にて解凍する。使用量を小分けにして凍結保存する。

用途： NC/Nga マウスの背部，耳介部に本軟膏を塗布することにより，アトピー性皮膚炎を誘発する。(詳細なプロトコールは弊社までお問い合わせください。)

使用上の注意： 本品は研究用であり，治療用または診断用に使用しないこと。

参考文献： Mina Yamamoto, Takayo Haruna, Kiyoshi Yasui, Hisashi Takahashi, Miho Iduhara, Shigeki Takaki, Masashi Deguchi and Akinori Arimura ; A Novel Atopic Dermatitis Model Induced by Topical Application with *Dermatophagoides Farinae* Extract in NC/Nga Mice. *Allergology International* 2007; 56: 139-148



株式会社 ビオスタ

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原2-9-1 アネックス新大阪4A

TEL 06-6151-3950

FAX 06-6151-3940

E-mail: info@biostir.com

URL: <http://www.biostir.com>