

Japanese cedar pollen extract(日本スギ花粉抽出物)

1. 内容

性状:	凍結乾燥粉末
由来:	日本スギより採取したスギ花粉から抽出後, 凍結乾燥させたもの
Lot:	
内容量:	50 mg

2. 保管上の注意

-20°C以下で保管してください。

3. 注意事項

非滅菌、アジュバント・防腐剤は不添加のため、溶解液は小分けにし、凍結
繰り返しの凍結融解はしないでください

動物への免疫をはじめ、各種in vitro実験にご利用いただけます
本品にはアレルギー性がありますので、注意してご使用ください
研究用試薬ですので、診断には用いないでください

4. 製造・販売元

株式会社 ビオスタ



〒532-0003