

## Mite Extract Dpb (ヤケヒョウヒダニ虫体由来粗精製抗原)

### 1. 内容

性状:	凍結乾燥粉末
由来:	コナヒョウヒダニ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> )虫体
Lot:	
内容量:	総蛋白量として 2 mg (BCA法)

### 2. 保管上の注意

−20 °C以下で保管してください。

### 3. 注意事項

非滅菌、アジュバント・防腐剤は不添加のため、溶解液は小分けにし、凍結保管して下さい  
繰り返しの凍結融解はしないでください

動物への免疫をはじめ、各種in vitro実験にご利用いただけます  
本品にはアレルギー性がありますので、注意してご使用ください  
研究用試薬ですので、診断には用いないでください

### 4. 製造・販売元

株式会社 ビオスタ



〒532-0003

大阪市淀川区宮原2-9-1 アネックス新大阪4A

TEL: 06-6151-3950

FAX: 06-6151-3940

E-mail: info@biostir.com

URL: <https://www.biostir.com>